



**:D** disposable face  
**masks.gr**

Εταιρικό προφίλ

Ξάνθη, 2020



Η εταιρεία **Hellenic Medical Supplies** ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2020 από τον Ηλία Χατζηεφραιμίδη και τους συνεργάτες του, έμπειρους και καταξιωμένους επαγγελματίες στον κλάδο του ιατρικού εξοπλισμού, των ιατρικών αναλώσιμων υλικών και των ορθοπαιδικών ειδών.

Το νέο επιχειρηματικό σχήμα μπήκε στο χώρο της παραγωγής χειρουργικών масκών μιας χρήσης, με σκοπό να συμβάλει στην προσπάθεια της **αυτοδυναμίας της ελληνικής αγοράς** σε αναλώσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα **υψηλής ποιότητας**.





Η επιχειρηματική δραστηριότητα λαμβάνει χώρα στις νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ξάνθη, με άδεια δυνατότητας παραγωγής ιατροτεχνολογικών προϊόντων από τον Ε.Ο.Φ.





Η κατασκευή των  
μασκών  
πραγματοποιείται στον  
ειδικά διαμορφωμένο  
**Χώρο Ελεγχόμενης  
Υψηλής  
Καθαρότητας | Clean  
Room Class D**, ο  
οποίος ικανοποιεί τις  
απαιτήσεις προτύπων  
καθαρότητας και  
ελέγχων για την  
παραγωγή  
ιατροτεχνολογικών  
προϊόντων (I/Π | MD).

# Χειρουργικές μάσκες Τύπου II

:D masks.gr



:D disposable face  
masks.gr

Surgical BFE  $\geq 98\%$  TYPE II | EN 14683:2019

Η εταιρεία Hellenic Medical Supplies παράγει αποκλειστικά χειρουργικές μάσκες μιας χρήσης | **Surgical disposable face masks Τύπου II**, οι οποίες συμμορφώνονται με το **ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14683:2019**.

Οι μάσκες **Τύπου II** **BFE  $\geq 98\%$**  φιλτράρουν τα βακτήρια σε ποσοστό  $\geq 98\%$ .



Προορίζονται κυρίως για **χρήση από τους επαγγελματίες υγείας** σε αίθουσες χειρουργείου ή άλλες ιατρικές εργασίες με παρόμοιες απαιτήσεις. Επίσης για **χρήση από ασθενείς, άλλους επαγγελματίες ή πολίτες** στη διάρκεια της εκτέλεσης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και των κοινωνικών συναναστροφών τους **για τη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης λοιμώξεων**, ιδιαίτερα σε καταστάσεις επιδημίας ή πανδημίας.

## How to wear surgical mask



1 Clean your hands with soap and water or hand sanitizer



2 Hold the mask by the ear loops and place a loop around each ear



3 Mold or pinch the stiff edge to the shape of your nose



4 Pull the bottom of the mask over your mouth and chin



5 Avoid touching the front of the mask when wearing

## How to remove surgical mask



1 Clean your hands with soap and water or hand sanitizer



2 Avoid touching the front of the mask. Only touch the ear loops



3 Hold both of the ear loops and gently lift and remove the mask



4 Throw the mask in the trash




5 Clean your hands with soap and water or hand sanitizer

Οι χρήστες των масκών μπορούν να ενημερώνονται για τον ενδεδειγμένο τρόπο χρήσης τους από τις λεκτικές και μη λεκτικές οδηγίες που αναγράφονται σε κάθε χάρτινη συσκευασία των 50 & 20 τεμαχίων.



## 3 layer design



- ✓ Μάσκες **τριών στρώσεων** (υψηλής ποιότητας non woven fabrics και meltblown filter)
- ✓ standard διάσταση για ενήλικες **17,2Χ9,7 εκ.**
- ✓ **υποαλλεργικές**
- ✓ **μαλακά ελαστικά κορδόνια** για εύκολη στήριξη στα αυτιά
- ✓ **εύκαμπτο πλαστικό έλασμα** για άνετη στήριξη στη μύτη



Κάθε μάσκα της εταιρείας Hellenic Medical Supplies φέρει το σήμα γνησιότητας **masks.gr**, το οποίο παράλληλα καθοδηγεί το χρήστη στη σωστή εφαρμογή της στο πρόσωπό του.



- Διάθεση στην αγορά:
- ✓ χάρτινη συσκευασία των **50 & 20 τεμαχίων**
  - ✓ χρώματα: **γαλάζιο, πράσινο, ροζ, μαύρο, μωβ**



Η παραγωγική δυνατότητα της εταιρείας ξεπερνά τις **2.000.000 μάσκες/μήνα.**

Στόχος της είναι η διάθεση των προϊόντων της στην ελληνική και στις διεθνείς αγορές, μέσω των δικτύων πώλησης ιατροτεχνολογικών και συναφών προϊόντων και μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της [www.masks.gr](http://www.masks.gr)



# Σας ευχαριστούμε!

Στοιχεία επικοινωνίας:

 disposable face  
**masks.gr**

**Hellenic Medical Supplies GP**

6<sup>th</sup> km Xanthi-Lefkopetra,  
67100 Xanthi, Greece, Europe

T +30 25410 32300

E [info@masks.gr](mailto:info@masks.gr)

[www.masks.gr](http://www.masks.gr)



[Masks.gr](https://www.facebook.com/Masks.gr)